



evrclear™

mono crystalline bracket



Fully Transparent Brackets


Eloquent Aesthetics



EVRCLEAR - monokrystaliczny zamek firmy Ortho Classic jest najnowszym rozwiązaniem w zakresie produkcji zamków estetycznych. Zamek jest całkowicie przezierny dzięki czemu dopasowuje się idealnie do koloru szkliwa i jest mało widoczny w jamie ustnej pacjenta. Najnowsza technologia zastosowana przy produkcji pozwoliła na stworzenie trwałego zamka o bardzo niskim profilu (2mm) i gładkich krawędziach podnoszących zdecydowanie komfort pacjenta. Optymalny kształt slotu oraz zredukowane siły tarcia pozwalają na szybkie i zdrowe przemieszczanie się zębów. Baza zamka produkowana techniką RMM tworzy bardzo mocne wiązanie z większością klei dostępnych na rynku i ułatwia bezpieczne odklejenie.


Rounded Corners & Dome Shape

Improved Comfort



Low-Profile 2mm Design

Minimal Protrusion




Base Part (RMM Technique)

Superior Bonding

Optimum Slot Design

Easy Sliding



Shear Bonding Test	evrclear	Inspire Ice	Clarity	Resin	Metal
Bonding Strength	0.187241	0.149034	0.169945	0.082556	0.160442